



Használati utasítás a Soflex cég „DISPO” márkanevű havi cseréjű kontaktlencséihez

Mielőtt kontaktlencséjéhez nyúl, mindig mossa meg és törölje szárazra kezét. A lencse kiemelése előtt győződjön meg róla, hogy az folyadékban úszik-e. Ne használja a lencsét, ha a csomagolás sérült. **A kontaktlencsét tilos másnak kölcsönadni, vagy másét használni!**

A LENCSEK BEHELYEZÉSE

1. Győződjön meg róla, hogy a lencse nincs-e kifordulva. Helyezze a lencsét mutatóujjára, hogy alakját ellenőrizze.
2. Másik kezének mutató- és középső ujjával tolja fel felső szemhéját, a lencsét tartó kezének gyűrűs ujjával pedig tolja le alsó szemhéját. Helyezze a kontaktlencsét szemébe.
3. Ismétlje meg a műveletet a másik szemén is.

A LENCSEK ELTÁVOLÍTÁSA

Nézzen fel, és húzza le alsó szemhéját. Mielőtt a kontaktlencsét mutató- és hüvelykujjával eltávolítaná, finoman húzza lefelé a szeme fehérjén. (4. ábra) Ismétlje meg az eljárást mási szemén is.

FERTŐTLENÍTÉS/ÁZTATÁS

A lencsetisztító folyadék üvegén olvasható útmutatást vagy szemorvosa utasításait szigorúan betartva tisztítsa és fertőtlenítse lencsét.

HA A LENCSEK KISZÁRADNAK

Nedvesítse újra a lencsét a fertőtlenítő, áztató vagy öblítő oldattal, majd kövesse a fenti FERTŐTLENÍTÉS/ÁZTATÁS pontban leírtakat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ezeket a lencsét gyakran kell cserélni. A lencsét illesztő szakember javasolni fogja, hogy lencsét hogyan viselje és tisztítsa, illetve cserélje. Ne változtasson a javasolt eljárásról. Ha kételye támad, kérje illesztője tanácsát.
2. A lencsék eltávolítását követően mindig az utasítások szerint végezze azok tisztítását. Ha Önnek tartós használatra való (éjszakára is viselhető) lencsét írtak fel, két tisztítás és fertőtlenítés között hét napnál több soha ne teljen el.
3. Ha szeme kivörösödik, irritáció lép fel, vagy ha bármilyen fájdalmat észlel, azonnal távolítsa el kontaktlencsét és keresse fel illesztőjét.
4. Kerülje a lencsék kozmetikumokkal vagy aeroszollal való szennyezését, illetve viselésüket mérgező gázok közelében.
5. A sérült, szennyezett vagy megkarcolódott lencsét azonnal cserélje le.
6. Kerülje a hosszú körmöket, amelyek baktériumok melegágyai lehetnek. A sérült szem könnyen megfertőződik.
7. A lencsét gyermekek elől elzárva kell tartani.
8. Vízi sportok üzése közben csak akkor viseljen kontaktlencsét, ha vízmentes szemvédőt is használ.

FIGYELMEZTETÉS!

1. NE VISELJE kontaktlencsét éjjel-nappal csak akkor, ha azt illesztője javasolta és biztosította ennek biztonságos voltáról.
2. NE VISELJE kontaktlencsét hosszabb ideig annál, mint amit illesztője javasolt Önnek.
3. NE HASZNÁLJON háztartási tisztítószerket (például fertőtlenítőszereket) kontaktlencséje tisztításához.
4. NE VISELJE kontaktlencsét, ha szemcseppeket használ (kivéve, ha ezt tanácsolták Önnek).
5. NE HASZNÁLJON nyálal lencsei nedvesítésére.
6. NE ÖBLÍTSE kontaktlencsét vagy a kontaktlencse-tartót csapvízzel.

A használati utasítás valamennyi „DISPO” termékhez készült.

Forgalmazó: Soflex Ltd. PO. Box 258, HA5 1LL, UK. CE 0473
Importálja: Intercont-Optika Kft, 1576. Budapest PF. 48.