

## MAGYAR

A Dúa elite olyan komplett szer, amely poloxamer és nátrium hialuronát tartalmának köszönhetően biztosítja kontaktlencséinek tisztaságát és viselési kényelmét. Folyamatos használatával megelőzheti, hogy a fehérjék a kontaktlencsén lerakódjanak.

A Dúa elite bármilyen típusú lágy kontaktlencséhez (hagyományos, gyakran cserélendő, eldobható stb.) használható.

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

1. A lencsék ápolásához alapos kézmosás után kezdjen hozzá.
2. Vegye le az egyik kontaktlencsét és tisztítsa néhány másodpercig.
3. Adjon elegendő mennyiségű Dúa elite szert a kontaktlencse tartóba, azaz annyit, hogy az előzőleg megtisztított kontaktlencsét behelyezve a folyadék azt teljes mértékben ellepje.

A kontaktlencsét nem szükséges dörzsölni. Csak akkor dörzsölje, ha a kontaktológusa javasolja. Ez esetben cseppentsen két-három csepp Dúa elite-et a lencsére, és finoman dörzsölje kb. 20 másodpercig.

4. Vegye le a másik kontaktlencsét, és ismételje meg az elsőnél elvégzett műveleteket.
5. Hagyja a kontaktlencséket a kontaktlencse tartóban egész éjszaka, de legalább 6 órán keresztül a megfelelő fertőtlenítés és tisztítás érdekében.
6. Mielőtt a lencséket újból viselni kezdené, tisztítsa újból néhány másodpercig a Dúa elite-tel.

### HETENKÉNTI ENZIMES TISZTÍTÁS

A Dúa elite automatikusan megakadályozza a fehérjék lerakódását a kontaktlencsén, ezért nincs szükség hetenkénti enzimes tisztításra. Ennek ellenére, ha a kontaktlencse nagyon beszenyeződött, szükségessé válhat a tisztítása Naclens fehérjeoldó tablettával.

### ELŐVIGYÁZATOSÁGI SZABÁLYOK

- A terméket fénytől védje és 30 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten tárolja.
- Mindig új Dúa elite-et használjon. Öntse ki a lencsetartóból az előző napról megmaradt oldatot.
- A flakont jól lezárva tartsa, amikor nem használja, és ügyeljen arra, hogy a csepegtető ne érjen hozzá semmilyen felülethez.
- Felbontás után 90 napon belül használja el.
- Gyermekek elől elzárva tartsa.
- A termék bármely összetevőjére allergiás páciensek ne használják.
- Tartós viselési kényelmetlenség vagy irritáció esetén vegye le a lencséket, szüntesse be ennek a terméknek a használatát, és forduljon kontaktológusához.
- Ha a lencse viselésénél elmosódott látást vagy szárazságot észlel, újra megnedvesítheti a lencsét úgy, hogy egy vagy két cseppet közvetlenül a szemébe cseppent, majd többször pislog.
- A lencsék a zárt lencsetartóban legfeljebb 30 napig tarthatók el.

### ÖSSZETÉTEL

Pufferolt sóoldat, amely a következőket tartalmazza: nátrium-citrát, poloxamer 407, nátrium-hialuronát, dinátrium-edetát és polihexanid 0,0001%.



# ELITE

## NÁTRIUM-HIALURONÁT TARTALMÚ "ALL IN ONE" OLDAT

Minden típusú lágy kontaktlencséhez.

Nem kell dörzsölni.

## ALL-IN-ONE VÆSKE MED NATRIUM HIALURONAT

Passer til alle typer bløde kontaktlinser.

Der skal ikke gøres

## SOLUTION UNIQUE AU HYALURE DE SODIUM

Pour tous les types de lentilles de contact molles. Sans frotter

## UNIEKE OPLOSSING MET NATRIUMHYALURONAT

Voor elk type zachte contactlenzen.

Zonder te wrijven

## MULTIPURPOSE SOLUTION WITH SODIUM HYALURONATE

For all types of soft contact lenses. No rubbing

