

CZECH**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ**

Tyto pokyny mají lékaři usnadnit poskytování užitečných informací pacientovi, a mohou doplnit informace, které lékař normálně poskytuje.

Pokyny k čištění neplati pro jednodenní (jednorázové) čocky.


POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU MÉKÝCH KONTAKTNÍCH ČOČEK FIRMU CLEARLAB

Informace v této příbalové informaci jsou důležité pro bezpečné a praktické použití vašich kontaktních čock. Přečtěte si pečlivě a uschovejte spolu s jakýmkoli jinými pokyny poskytnutými lékařem. Kontaktní čocky by vám měl předepsat oční lékař. Jeho pokyny i pokyny na obalu čocke a souvisejících výrobků, je třeba pečlivě dodržovat.

Následující informace platí pro všechny měkké kontaktní čocky firmy Clearlab.

Základní informace: Čocky jsou určeny k dennímu nošení pouze pro jednoho pacienta.

Veškeré obaly udržujte čocky sterilní až do otevření. Pokud je obal porušen, čocky nepoužívejte a vraťte je co nejdříve lékaři.

Legenda k údajům na štítku: BC = zakřivení zadního povrchu, DIA/DIAM = průměr čocky, PWR/POWER = optická mohutnost čocky v dioptriích. Pro torické čocky: AXIS = osa cylindru. EXP = doba použitelnosti čocky ve formátu rok a měsíc. LOT number = Číslo šarže, tj. kód výrobce, který usnadní sledování výrobku až do výroby.  = sterilizováno v autoklávu, Δ = POZOR: Čtěte Pokyny. Tam, kde je to zapotřebí, šiték uvádí, zda je čocka určen na pravé či levé oko. Značka CE a její číslo (CE 0120) potvrzují, že výrobek splňuje standardy uvedené v evropské Směrnici o lékařských přístrojích.

Před nasazením čocky: Před vyjmutím čocky z obalu si omyjte a osušte ruce. DODRŽOVÁNÍ DOBRÉ OSOBNÍ HYGIENY JE VELMI DŮLEŽITÉ.

Zavedení: Vytáhněte čocku z obalu, zkontrolujte, zda není naruby, a umístěte ji na špičku ukazováčku. U torických čocke umístěte čocku na ukazováček tak, že je její orientační značka v dolní poloze (blízko čísla 6 na hodinicích). Doporučujeme čocku před použitím opláchnout fyziologickým či víceúčelovým roztokem. Podívejte se do zrcadla a prostředředkem této ruce si stáhnete dolní dolní víčko. Prostředředkem volné ruky vytáhněte horní víčko nahoru a položte čocku jemně na viditelnou část duhovky. Uvolněte pomalu víčko. Stejným postupem vložte druhou čocku na stejné místo do druhého oka.

Vidění: Vidět byste měli normálně už krátce po zavedení. Pokud zhoršené vidění trvá, zkontrolujte, zda čocky nejsou naruby či v nesprávném oku.

Pohodlí: Pokud je čocka nepohodlná, možná bude nutné ji vyměnit, vyčistit, opláchnout a nasadit znovu. Pokud je čocka naruby, můžete mít nepříjemné pocity a pak bude vhodné ji vyměnit, vyčistit, opláchnout a nasadit znovu. POKUD NEPRŮJEMNĚ POCITÝ PŘETŘAVÁVÁJÍ, VYJMĚTE ČOCKY A NENOSTE JE, DOKUD SE NEPORADÍTE S LÉKÁŘEM.

Vymytí čocky: Zatlačte na dolní víčko a podívejte se nahoru. Čocka se tak posune dolů a je možno ji jemně špičkou prstu stáhnout na bělmo. Poté ji lze pačkou a ukazováčkem sevít a vyměnit. DBEJTE, ABY BYLY VSADE NEHYTY CO NEKRAJŠÍ. Po vymytí čocky očistěte a uchovávejte v soulade s pokyny lékaře.

Lékař vám poradí s čištěním, dezinfekcí a uchováním. Jeho pokyny, stejně jako pokyny na obalu čistících aj. prostředků je nutno dodržovat. Pouzdro na čocky může být snadno kontaminováno. Udržujte jej v čistotě a pravidelně vyměňujte.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Zamezte kontaktu čocke s vodou z vodovodu.
- Používejte pouze roztoky a výrobky doporučené lékařem.
- Nepřekračujte časy nošení doporučené lékařem.
- Pokud vidíte měkké čocky ztuhle, dodržujte naplánovanou výměny a vždy čocky vraťte k odborné péči tak, jak doporučil lékař.
- Některé léky mohou způsobit nošení kontaktních čocke omizit. Hlase lékař! jakékoliv nové léky, či změny ve stávajících.
- V případě zarudnutí oka, nadměrného slzní, bolesti či rozmazaného vidění, které není příčtiny kontaktinací čocky, vymějte čocky z očí a poradte se co nejdříve s lékařem.
- Čocky chraňte před vlápností prstí, kosmetikou a aeroly.
- Při plavání nosíte vždy vodotěsné brýle, aby nedošlo ke kontaminaci a ztrátě.
- Nenechávejte čocky v očích během spánku, pokud lékař neurčí jinak.

ESTONIAN**TÄHTIS TEOANDNE**

Käesoleva juhendi eesmärk on aidata arstil kasulik informatsioon patsiendile vahendada. Samas võib see teave lisanduda tavapärase praktilise antavale.

Ipagaevasel äravastatud läätseid ei ole puhastatavad.


CLEARLAB PEHMETE KONTAKTLÄÄTSEDE KANDMISE JA HOOLDAMISE JUHEND

Käesolevas voldikus sisalduv informatsioon on oluline teie kontaktläätsete ohtuks ja efektiivsiks kasutamiseks. See tuleks hoolikalt läbi lugeda ja juhendada koos kõigi teiste teie arsti poolt antud instruksioonidega alles hoida. Teie kontaktläätseid peaks sobitama silmaarsti, kelle juhiside koos kontaktläätseid ja nende seadud toodete pakendil olevatega tuleks hoolikalt järgida.

Alljärgnev informatsioon kehtib kõikidele Clearlab pehmetele kontaktläätsele.

Üldine: Läätsed on mõeldud ipagäevakes kasutamiseks ühel patsiendil.

Kõik pakendid hoiavad avamisel läätseid sterilsetes tingimustes. Läätsed MITTE KASUTADA, kui pakendil peaks olema pununud – tagastage see esimesel võimalusel arstile.

Pakendi etiketi detailide seletused: BC = tagumise pinna kumeratuur. DIA/DIAM = läätsede diameeter. PWR/POWER = läätsede optiline tugevus dioptriatena. Tooriliste läätsede puhul: AXIS = silindri telg. EXP = läätsede kehtivusaja lõpp, aasta ja kuu. LOT number = tootja kood, et võimaldada tootja tuvastamist.  = steriliseeritud autoklaavis. Δ = TÄHELEPANU: Viide juhendile. Kui saab rakendada, identifitseerib etiket ka selle, kas lääts on mõeldud paremale või vasakule silmale. CE märg ja number (CE 0120) kinnitab, et toode vastab Euroopa Meditsiinivahendite Direktiivi standardite nõuetele.

Enne läätsede paigaldamist: Enne läätsede konteineerist eemaldamist peske ja kuivatage käed. TÄHELEPANU ISIKLIKULE HÜGIEENILE ON VÄGA OLULINE.

Paigaldamine: Võtke lääts oma konteineerist välja, veenduge, et see poleks tagurpidi ja asetage nimetissõrmesse otsele. Tooriliste läätsede puhul asetage lääts nimetissõrmesse sellisel, et orinat-sioonimürgis paigutub "kella kuue" asendisse või selle lähedale. On soovitatav, et läätsed pestaks enne kasutamist kas soolalahusega või mittemoetarbelise lahusega. Vajadka peeglis ja tõmmake sama kee veskme sõrmega alumine silmalagu alla. Vaba kee veskme sõrmega tõmmake ülemine silmalagu üles ja asetage lääts õrnalt nähtava viikersta peale. Laske silmalagu aeglaselt lahti. Teise silma lääts paigaldage sama protseduuri kasutades.

Nägemine: Peaks lühike aja jooksul peale läätsede paigaldamist normaliseeruma, kuid kui nägemisteravus jääb halbaks, kontrollige, ega lääts ei ole tagurpidi või vales silmas.

Mugavus: Kui lääts põhjustab ebamugavustunnet, võib vajalikuks osutuda see eemaldada, et puhastada, loputada ja uuesti paigaldada. Veel kord: kui lääts on paigaldatud tagurpidi, võib tekkida ebamugavustunne ja lääts on enne uuesti paigaldamist vaja eemaldada, ringi pöörata ja puhastada. Kui EBAMUGAVUSTUNNE PEAKS PÜSIMA JA ÄRA, EEMALDAGE LÄÄTS NING ÄRGE KANNDKE SEADA ENNE OMA ARSTIGA KONSULTEERIMIST.

Läätsede eemaldamine: Allapoole suunatud surve alalaluse samal ajal üles vaadates nihutab läätset avalisele allapoole ja siis on kerge sõrmotsa abiga lääts silmavalgelt nihutada. Seejärel saab läätsesilmast poidla ja nimetissõrme abil välja "näpistada". TAGAGE, ET SÕRMEKÜÜNED ON NII LÜHIKESKED KUI VÕIMALIK. Pärast eemaldamist puhastage ja säilitage läätsed vastavalt teie arsti poolt antud juhistele.

Teie arst annab teile puhastamise, desinfektsiooni ja säilitamise osas juhiseid, mida on vaja järgida. Need on välja toodud ka soovitatud hooldustoodete pakenditel. Sülitsuskarp võib kergesti kontamineeruda. Tagage selle hoidmine puhtust tingimustes ja regulaarne vahetamine.

TÄHTSAD MÄRKUSED

- Ärge laske läätsesid kontakti kraaniveega.
- Kasutage ainult neid lahuseid ja tooteid, mida soovitate teie arst.
- Ärge ületage kandmise aega, mida soovitate teie arst.
- Kui teie peasid olema määratud läätsed, mida tuleb sageli vahetada, järgige vahetamise graafikut ja minge alati järelekontrolli viisitidele, mida teie arst soovitate.
- Teatud ravimid võivad vähendada võimet kontaktläätseid kanda. Teavitage oma arsti teie määratud uutest rohtudest ning ka muutustest olemasolevas raviskemas.
- Juhul, kui silm muutub punaseks, hakkab ohtralt erituma pisaravõetlikku, tekib valu või nägemine hägubust ning see pole seostatav kontamineerunud läätsede pingaga, eemaldage läätsed silmast ja konsulteerige arstiga nii ruttu kui võimalik.
- Ärge laske läätsesid kontakti juuksevahendite, aerosoolide ega muude kosmeetikumidega.
- Ujuda tohikats ainult juhul, kui kasutate keelekiindla ujumisprille, mis takistavad läätsede kontamineerumist ja ärakadamist.
- Ärge jätke läätsesid silma magamise ajaks, välja arvatud juhul, kui teie arst teisiti soovitate.

FINNISH**TÄRKEÄÄ**

Näiden ohjeiden tarkoituksena on auttaa optikkosa antamaan potilaalle hyodylylistä tietoa. Ohjeet voivat olla lisänä käynnin aikana normaalista annettavaan opastukseen.

Puhdistus ei koske kertakäyttöisiä päivälinssejä.


PEHMEIDEN CLEARLAB-PIILOLINSSEJEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

Tämä ohje sisältää piiolinsien turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä liituvää tärkeää tietoa. Ohje on luettava huolellisesti ja säilytettävä yhdessä muiden optikon antamien ohjeiden kanssa. Optikko sovitaa piiolinsit paikoilleen. Hänen antamien ohjeista koske piiolinsipakkauksien ja siihen liittyvien tuotteiden mukana olevia ohjeita on noudatettava tarkasti.

Suuravat ohjeet koskevat kaikkia pehmeitä Clearlab-piiolinssejä.

Yleistä: Linssit on tarkoitettu henkilökohtaiseen päiväkäyttöön.

Linssit on sterilisää pakkauksessa avaimisen saakka. Jos sinetti on rikki, ÄLÄ KÄYTÄ linssiä, vaan palauta se optikolle mahdollisimman pian.

Pakkauksen etiketissä on annettu seuraavat tiedot: BC = takapinnan kaarevus. DIA/DIAM = linssin halkaisija. PWR/POWER = linssin optinen voimakkuus dioptereinä. Tooriset linssit: AXIS = sylinterin akseli. EXP = linssin viimeinen käyttöpäivä (vuosi ja kuukausi). LOT numero = valmistajan koodi jäljitettävyyttä varten.  = steriilisti autoklaavissa. Δ = HUOMIO: Kats ohjet. Etiketissä ilmoitetaan tarvittaessa, onko linssi oikealla vai vasenta silmää varten. CE-merkintä ja numero (CE0120) vahvistaa, että tuote vastaa lääkitäntaloudirektiivin (European Medical Devices Directive) standardeja.

Ennen linssin sovittamista: Pese ja kuivaa kätesi, ennen kuin otat linssi sin esin kotelosta. HUOMIO: HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ.

Sovittaminen: Ota linssi esin kotelosta. Varmista, että sen sisäpuoli ei ole kääntynyt ulospäin. Aseta linssi sormenpäähän. Jos sovitt toorilista linssiä, aseta linssi sormenpäähän siten, että suuntamerkki on kello kuuden sijainnissa. On suositeltavaa huutoita linssit suuolikuksessa tai yleispesunestessä ennen käyttöö. Katoa peill ja vedä saman käden keskisormella alaluome alaspäin. Nosta vapaan käden keskisormella yläluome ylöspäin ja aseta linssi

varovasti näkyvillä olevan iirksen päälle. Vapauta luomet hitaasti. Sovita toinen linssi samalla tavalla toiseen silmään.

Näkökyvy: Näkökyvyn pitäisi olla normaali pian linssin sovittamisen jälkeen. Jos näkö pysyy huonona, tarkista, ettei linssin sisäpuoli ole kääntynyt ulospäin eivätkä linssit ole väärissä silmissä.

Mukavuus: Jos linssit tuntuvat epämukavilta, on ehkä tarpeen poistaa linssi, puhdistaa, huuhdella ja asettaa se uudelleen paikoilleen. Linssi voi tuntua epämukavalta myös silloin, kun se on asetettu väärin (sisäpuoli ulospäin). Talloin linssi on poistettava, kannettava ympäri ja puhdistettava ennen uudelleensovitusta. JOS EPÄMUKAVA TUNNE JATKUU, POISTA LINSSI ÄLÄKÄ KÄYTÄ SITÄ, ENNEN KUIN OLET NEEVUTELLUT OPTIKKOSI KANSSA.

Linssin poisto: Paina alaluome alaspäin ja katso samalla ylös, jolloin linssi pyrkii siirtymään alaspäin. Silloin se on helppo siirtää kevyesti sormenpäällä silmän "valkoiselle" alueelle. Linssi voidaan sen jälkeen puristaa pois peukalon ja etusormen avulla. PIDÄ KYNNET MAHDOLLISIMMAN LYYHIINÄ. Puhdista ja säilytä linssit silmääst poistamisen jälkeen optikolta saamei ohjeiden mukaisesti.

Optikoksi antaa puhdistus-, desinointi- ja säilytysohjeet. On erittäin tärkeää noudattaa annettuja ohjeita, jotka sisältyvät myös tuotepakkauksessa annettuihin hoitusohjeisiin. Säilytyskotelon on oltava likaantumisen. Pidä se puhtana ja vaihda säännöllisesti uuteen.

TÄRKEÄÄ

- Älä päästä linssijä kosketuksiin vesijohtoveden kanssa.
- Käytä vain optikkosi suosittelemia liuoksia ja tuotteita.
- Älä ylitä optikkosi antamaa linssien käyttöaika.
- Jos linssisi on määrätty vaihdettavaksi säännöllisesti, noudata vaihtoaikataulua ja jää aina optikkosi määrittämissä jälkitarvikkeissa.
- Teety lääkkeet voivat vaikuttaa siihen, voitko käyttää piiolinssejä. Käänny optikkosi puoleen, jos vaihdat nykyisiä lääkkeitä tai saat uusia.
- Jos silmää punoittavat, vetäviävät liikaa, niissä tuntuu kipua tai näkö hämärtyy, eivätkä nämä oireet johdu liikaistista linssiä, poista linssit silmistä ja käänny optikkosi puoleen mahdollisimman pian.
- Älä anna hiusalakan, kosmeetisten aineiden tai aerosolisuihkeiden päästä linssiin.
- Käytä uudeksi vesiititviä suojalaseja, jotka estävät linssien likaantumisen ja katoomisen.
- Älä käytä linssiä nukkuessasi, ellei optikkosi neuvo toisin.

HUNGARIAN**FONTOS FIGYELMEZETÉS**

Ezek a használati utasítások azért készültek, hogy segítségülkkel a gyarkoló orvos hasznos információkkal szolgáljon a betegeinek, és kiegészítse azokat az információkat, melyeket általában ki szoktak adni a rendelőkben.

A tisztítás felyamatna nem alkalmazható az egynapos, eldobható lensszek eselyeben.


A CLEARLAB LÁGY KONTAKTLENSEK HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSA

A tájékoztatóban olvasható információk fontosság a kontaktlensek biztonságos és hatásos alkalmazásához. Kérjük figyelmesen olvassa el, és mintegy útmutatóként értize meg az orvosa által kiadott egyéb utasításokkal egyetemben. A kontaktlenseket egy szemre szoros fogja behelyezni; kérjük pontosan kövesse orvosa utasításait, valamint azokat az utasításokat, melyek a kontaktlensek és a tartozékok dobozában olvashatók.

Asz alábbi információk minden Clearlab lágy kontaktlenszere érvényesek.

Általános információk: A kontaktlenseket csak egy beteg használhatja és mindennapos viselésre készültek.

A tárolók kinyitásaig a kontaktlensek steril környezetben vannak. Amennyiben a csomagolás sérült, NE használja a kontaktlenseket, és minél hamarabb juttassa azokat vissza kezelőorvosához.

A tároló címkején levő rövidítések az alábbiakat jelentik: BC = a hátsó felszín görbület. DIA/DIAM = a kontaktlensek átmérje. PWR/POWER = a kontaktlensek erőssége, dioptriában megadva. Torikus lensszek esetén: AXIS = Cilinder tengely. EXP = a kontaktlensek szavatossági lejáratú ideje, év, hó, LOT szám = a gyártó által használt kód, mely a nyomonkövetést segíti elő.  = autoklávval sterilizálva. Δ = FIGYELEM: Lásd a használati utasításban. Amennyiben van ilyen, a címke jelezni fogja, hogy a kontaktlensek a jobb vagy bal oldalon használndók. A CE jelölés és a szám (CE 0120) azt bizonyítja, hogy a termék megfelel az Európai Orvosi Műszerek Irányelveiben előírt standardoknak.

A lensszek behelyezése előtt: Mielőtt kivenné a lensszeket a tárolójukból mossa és szárítsa meg kezeit. A SZEMÉLYI HIGIENIA BETARTÁSA RENDKÍVÜL FONTOS.

A lensszek behelyezése: Vegye ki a lensszek a tárolóból, gyűződjön meg arról, hogy nincsenek kifordulva, majd tegye a lensszek a mutatóujjra végre. Torikus lensszek esetén ügy tegye a mutatóujjra végre a lensszek, hogy az irányított jel 6 óra irányába mutasson. Tanácsos a lensszek alkalmazás előtt fiziológiss sódoldattal, vagy többlettel oldattal leöblíteni. Nézzzen bele a tükröbe és az azonos kee középss újjával húzza le az alsó szemhéjat. A másik kezének középss újjával emelje meg a felső szemhéjat, majd óvatosan helyezze be a lensszek a szem látható szivárványhártyájára. Lassan engedje el a szemhéjakat. Ugyanilyen módon helyezze be a másik lensszek a másik szemébe.

Látásélesség: Röviddel a lensszek behelyezése után normálisn kell látnia, ha nem lát élesen ellenörízze, hogy nincsenek-e kifordulva a lensszek, vagy nem szerelre-e fel őket, és nem a megfelelő szembe helyezte.

Kömfortosság: Ah a lensszek kellemetlen érzést keltenek, érdemes kivenni, megisztítani, leöblíteni, majd újra visszahelyezni őket. Ismételen meggyűződjön, ha a lensszek ivan fordulva, az kellemetlen érzést kelthet, ilyen esetben ki kell venni, vissza kell fordítani, majd visszahelyezését előtt meg kell tisztítani a lensszek. AMENNYIBEN A KELEMETLEN ÉRZÉS VÁLTOZTATAVON FENNALL, TÁVOLTSA EL A LENCSEKT, ÉS ADDIG NE HORDJA, AMIG KEZELŐORVOSÁVAL NEM KÖNZULTÁLT.

A lensszek eltávolítása: Az alsó szemhéjat lefelé nyomva nézzzen lefelé, így a lensszek lefelé mozdul el, és ekkor az ujjbegyével finoman

ki tudja tolni a lensszeket a szem fehér részére. Ezután a hüvelyk és a mutató ujjával ki tudja emelni a lensszek. KÖRMEI LEGYENEK RÖVIDRE VÁGVA! Az eltávolítás után az orvosi utasításnak megfelelően tisztítsa meg és tárolja a lensszeket.

Kezelőorvosa elmagyarázza majd Önnek a tisztítási, fertőtlenítési és tárolási módszereket. Elengedhetetlen fontoss, hogy betartsa ezeket az utasításokat, melyek az ajánlott karbantartásra szolgáló termékek csomagolásán is olvashatók. A tároló könnyen fellüfértözödhethet. Legyen mindig tiszta, és rendszeresen cserélje le.

FONTOS MEGJEGYZÉS

- Csapvíz ne érjen a lensszekhez.
- Csak a kezelőorvosa által javasolt oldatoket és termékeket használja.
- Ne viselje a lensszeket a kezelőorvos által meghatározott időnél hosszabb ideig.
- Ha úgy érták fel Önnek a lensszeket, hogy azokat rendszeresen kell cserélni, tartsa be a csere időtartamokat, és utógondozás céljából mindig keressze fel kezelőorvosát.
- Egyes gyógyszerkek befolyásolhatják a kontaktlensek viselhetőségét. Kérje meg kezelőorvosát, hogy cserélje le a meglévő gyógyszeret egy másikra.
- Amennyiben szembe bevérződik, fokozott könnyképződés, fájdalom, vagy homályos látás jelentkezik, ami nem tulajdonítható a lensszekhez fertőződzéssel, távolítsa el a lensszeket, és minél hamarabb keresse fel kezelőorvosát.
- Vigyázzon, hogy a lensszeket ne érje hajlak, kozmetikum vagy egyéb aeroszolok permet.
- Úszás során használjon szorosan záró úszószemüveget, hogy a lensszek ne fertőződhessenek fel, illetve ne vesseznen el.
- Alvás során ne viselje a lensszeket, hacsak kezelőorvosa ennek ellenkezőjét nem tanácsolja.

LATVIAN**SVARIGS PAZIŅOJUMS**

Šis instrukcijas tiks sagatavotas, lai palīdzētu ārstam nodot noderīgu informāciju pacientam, un tās var būt papildinājums informācijai, kuru parasti sniedz prakses vietā.

Vienreizīgās lietošanas lēcas mērkšana nav nepieciešama.

CLEARLAB MĪKSTO KONTAKTLĒCU LIETOŠANAS UN KŌPSĀNAS INSTRUKCIJAS


Šajā brošūrā ir svāriga informācija par kontaktlēcu drošu un efektīvu lietošanu. Tai ir rūpīgi jālasa un jāsaplāgā ik pēc pamācība kopā ar citām instrukcijām, ko izsniedza ārsts. Jūsu kontaktlēcas piemēro an arūpes speciālistas, kur instrukcijas, ka arī tās instrukcijas, kas atrodas uz kontaktlēcu un radiācijas produktu iepakojuma, ir uzmanīgi jāievēro.

Ši informācija ir piemērojama visām Clearlab mīkstajām kontaktlēcām.

Vissārgli: Lēcas ir paredzētas vienam pacientam un tās ir domātas ikdienas lietošanai.

Visi konteineri saglabā lēcas sterili stāvokli, kamēr netiek atvērti. Ja plomba ir bojāta, NEIZMANTOJiet lēcas un pēc iespējas ātrāk nogādājiet tās atpakaļ ārstam.

Uz konteinaera uzlimes ir sekojoši paskaidrojumi: BC = izliekums uz atzīmēšanas virsmas. DIA/DIAM = lēcu diametrs. PWR/POWER = lēcu optiskās stiprums, dioptrijs. Toric lēcam: AXIS = Cilindriskās assis.

EXP = lēcu lietošanas termiņa beigās, norādott gadu un mēnesi. LOT numurs = izgatavotāja kods, kas atbilstoši produktā atpazīstamību.  = sterilizētas ar autoklāvu. Δ = UZMANĪBU! Lasiet instrukcijas: Vajadzības gadījumā marķējums norādīs, kura lēca ir domāta labajai un kura kreisajai acij. CE marķējums un numurs (CE 0120) apstiprina, ka produkts atbilst standartiem, kurus noteikusi Eiropas Medicīnas iekārtu direktīva.

Pirms lēcu ieliekšanas: Nomazgājiet un noslaukiet rokas pirms lēcu izņemšanas no konteinaera. ŅOT SVARĪGI IEVĒROT PERSONĪGO HIGIENU.

Ielikšana: Izņemiet lēcu no konteinaera, pārlicietiniet, kā tas ir nav izlieknesis uz otru pusi un novietojiet lēcu uz rādītājpirsta vai galva. Toric lēcu jānovieto uz rādītājpirsta tā, ka atzime skārt ar vienu plkst. 6 (kā uz pulksteņa). Pirms lietošanas ieteicams lēcas nomazgāt fizioloģiskajā vai universālajā šķīdumā. Paskatieties spogulī un ar tās pašos rokas vidējo pirkstu paveliet uz leju apakšējo plakstiņu. Ar brīvās rokas vidējo pirkstu paveliet augšējo plakstiņu uz augšu un uzmanīgi uzliediet lēcu virsū varavīksmei. Lēni atbrīvojiet plakstiņus. Veicot to visu procedūru, novietojiet otro lēcu otrajā acij tā paša pozīcijā.

Redze: Tas ir normāli, ja uzreiz pēc lēcas ievietošanas redzamība ir slihta, bet, ja nekas nemainās, pārbaudiet, vai lēcas nav izlieknesis uz otru pusi, vai arī tās atrodas nepareizā acī.

Komforts: Ja lēcas nav ērtas, iespējams, ka nepieciešams šīs iznemt, lai notīrītu, noskalotu un atkārtoti ielietu. Ja lēcas ir izlieknesis uz otru pusi, tās nav ērti nēsāt, un lēcas ir jāizņem, jāatloka un jānotīra pirms atkārtotas ievietošanas. JA NEĪRTĪBAS SAJŪTA TURPINĀS, IZŅEMIET LĒCAS UN IZMANTOJIET TĀS TĪKAI PĒC KONSULTĀCIJAS AR SPĒCIĀLISTU.

Lēcu izņemšana: Izņemiet plakstiņa apakšējo lēcu, skatoties augšpusē, liks lēcu kustieties uz leju un tad virtdri ar pirkstu gala bus iespējams pārveliet lēcu uz acs baltumu. Lēcas var izņemt no acs ar rādītājpirstu un ikšķi. PĀRLICINIETIES, KA NAGI IR PĒC IESPĒJAS ASĪ. Pēc izņemšanas izīriiet un glabājiet saskaņā ar ārsta instrukcijām.

Ārsts dos jums norādījumus tīrīšanai, dezinfekcijai un uzglabāšanai, un ir svarīgi sekojot šīm instrukcijām, kurās tāpat norādītas uz ieteikto kopsānas līdzekļu iepakojuma. Uzglabāšanas maciņi p ja plauktus nuriemurien. Pārlicietiniet, kas tas ir tīrs un regulāri tie mainīt.

SVARĪGI PAZIŅOJUMI

- Nelaujiet krāna ūdenim nokļūst uz lēcam.
- Izmantojiet tikai tos produktus un šķīdumus, kurus ieteicis ārsts.
- Nevalkājiet ilgā nekā noteicis ārsts.
- Ja lēcas ir izrakstītas biežai maiņaišanai, turieties pie maiņaišanas grafika un vienmēr veiciet profilaktiskās vizītes pie ārsta.
- Atsevišķi medikamenti var ietekmēt kontaktlēcu valkāšanu. Konsultējieties ar ārstu, ja maināt vai lietojat kādas jaunas zāles.
- Gadījumā, ja acis paliēk sarkanās, pārīgi sāp, un sāpēs vai redzēs pasliktināšanos, kas nenotiek netīru lēcu dēļ, izņemiet lēcas no acīm un konsultējieties ar ārstu pēc iespējas ātrāk.
- Nelaujiet matu lakai, kosmetikai un aerosoliem nokļūst uz lēcam.
- Nelietiet drīkst tikai ar dezinfekcijasurādīgām pedlībriem, lai lēcas nepazustu un netītu nosmērtas.
- Nevalkājiet lēcas gulot, ja vien ārsts neiesaka pretēji.

LITHUANIAN

SVARBII PASTABA

Šios instrukcijos skirtos specialistui, kad jis suteiktų naudingą informaciją pacientui ir gali papildyti įprastai pateikiamą informaciją.

Vienadienių kontaktinių lęšių valyti nereikia.


CLEARLAB MINKŠTŲ KONTAKTINIŲ LĒŠIŲ DĖVĖJIMO IR PRIĖŽIUROS INSTRUKCIJOS

Siame lapelyje esanti informacija padės jums saugiai ir efektyviai naudoti kontaktinius lęšius. Ji atidžiai perskaitykite ir išsaugokite kartu su kitomis instrukcijomis, kurias gausite iš gydytojo. Jums kontaktinius lęšius turi pritaikyti akių priėžiūros specialistas, kurio nurodymų, kaip ir instrukcijų, esančių ant kontaktinių lęšių pakuočių ir susijusių produktų, reikia atidžiai laikytis.

Toliau pateikiama informacija tinka visiems Clearlab minkšties kontaktiniams lęšiams.

Bendroji dalis: Šie lęšiai skirti vienam pacientui, kasdieniam naudojimui.

Lęšius visose pakuočiuose išleikia sterilus, kol jos neatidarytos. Jei pakuočių pažeista, lęšių NENAUDOKITE ir grąžinkite juos gydytojui kaip galima anksčiau.

Informacija, esanti ant indo etiketės, aiškina taip: BC = paviršiaus išlinkimas. DIA/DIAM = cilindro diametras. PWR/POWER = lęšio optinis stiprumas dioptrijomis. Cilindriniams lęšiams: AXIS = cilindro ašis. EXP = lęšių galiojimo laikas, nurodant metus ir mėnesį. LOT numeris = gamintojo kodo numeris atskleidęs gamybinimo.  = sterilizuotas autoklavu. Δ = DEMOSIO: žiūrėti instrukcijas. Kur reikia, etiketės padėje apžąžinti ar lęšius skirtas dešinei, ar kairiai akiai. CE žymėjimas ir numeris (CE 0120) patvirtina, kad šis produktas atitinka nustatytus Europos medicininį priemonių direktyvoje nustatytus standartus.

Prietas išsidedant lęšius: Lęšius iš indelio imkite tik švaresniu ir sausomis rankomis. ASMENS HIGIENA! REIKIA SKIRTI YPATINGA DĖMESĮ.

dėjimas: Išimkite lęšius iš indelio, išstikinkite ar jis neatvirksčius ir uždėkite lęšį ant rodomojo piršto galuku. Naudojant cilindrinus lęšius, uždėkite lęšį ant rodomojo piršto taip, kad orientacinė žymė būtų prie arba netoli 6 valandos. Prieš naudojimą, lęšius rekomenduojama nuplauti fiziologiniu tirpalu arba universaliu tirpalu. Žiūrėdami į veidrodį, tos pačios rankos viduriniu pirštu patempkite apatinį voką. Su laisvos rankos viduriniu pirštu pakelkite viršutinį voką ir atsargiai uždėkite lęšį ant akies rainelės. Lėtai pateikite vokus. Taip pat įdėkite lęšį ir į kitą akį.

Regėjimas: Regėjimas išsėdęs lęšius turi būti normalus, tačiau jei matote blogai, patrinkinkite ar lęšius nėra atvirksčius arba įdėtas ne į tą akį.

Patogumas: Jei dėvėdami lęšį jaučiate nepatogumą, reikia jį išimti, nuplauti ir dar kartą įdėti. Galite jaustis nepatogumą ir jei lęšius dėdami atvirksčius – tada lęšius išimkite, išverskite ir nuplaukite prieš įdėdami dar kartą. Jei VIS DAR JAUČIATE NEPATOGUMĄ, LĒŠIŲ IŠIMKITE IR NEDEKVENTE JO TOL, KOL NEAPSITARSITE SU GYDYTOJU.

Lęšių išėmimas: Patempkite apatinį voką žiūrėdami į viršų – taip lęšius pajudės žemyn, tada pirštu galuku atsargiai pastumkite lęšį ant akies baltymo. Tada lęšį išimkite iš akies nykščiu ir rodomoju pirštu. RANKŲ NAGAI TURI BŪTI KIEK JMANOMA TRUMPESNI. Išėmę lęšius, nuplaukite juos ir laikykite laikydami gydytojo nurodymų.

Jūs gydytojas patars jums kaip valyti, dezinfekuoti ir laikyti kontaktinius lęšius. Svarbu, kad jūs laikytumėsite gydytojo nurodymų bei tu, kuriuos rasite ant priėžiūrui naudojamų produktų pakuočių. Laikymo indelis gali užteršti. Pasirūpinkite, kad jūs būtumėte švarus ir reguliariai jį keiskite.

SVARBIIOS PASTABOS

- Nėplaukite lęšių vandeniu iš čiupio.
- Naudokite tik tuos skysčius ir produktus, kuriuos rekomenduoja jūsų gydytojas.
- Nėdėvėkite lęšių ilgai, nei pataria jūsų gydytojas.
- Jei jūsų lęšius reikia dažnai keisti, laikykites keitimo grafiko ir visada laikykites pas gydytoją pagal jo nurodymus.
- Kai kurie naudojami vaistai gali turėti poveikį lęšių dėvėjimui. Praneškite savo gydytojui apie bet kokius naujai pradėtus vartoti vaistus arba vartojamus vaistų pakeitimus.
- Jei akis paraudo, ašaroja, jaučiate skausmą arba pradėsite vaizdas – jei tai nėra dėl nesvaraus lęšio paviršiaus – išimkite lęšius ir kreipkitės į gydytoją kaip galima greičiau.
- Saugokite lęšius nuo plaukų lako, kosmetinių ir aerolinių purškiklių.
- Plaukiudami dėvėkite vandens akinus, kad neužterštumėte ir nepamamtumėte lęšių.
- Prieš eidami miegoti, lęšius išimkite, jei gydytojas nepataria kitaip.

MALTESE

AVVIŻ IMPORNTI

Dawn I-istruzzjonijiet thejjev biex jghinu lit-tabit jghaddi informazzjoni utili lill-pazjent u jistghu jizjeddu ma' l-informazzjoni li normalment tinghata mill-prattika.

It-tindif ma huviex applikabbli ghal-lentijiet li jimbildu kuljum.


ISTRUZZJONIJET GHAL UŻU U MANUTENSIJONI TA' LENTIJET TAL-KUNTATT ROTOB CLEARLAB

L-informazzjoni li hawn f'dni l-fullett hija importanti ghal-użu bla periklu u effiċjent tal-lentijiet tal-kuntatt tieghek. Din għandha tingaraq bl-attezzjoni u minzma blah għad għadha kinn mat' i-istruzzjonijiet oħra provoduti mit-tabit. Il-lentijiet tal-kuntatt tieghek għandhom jitgħedduq mit-Tabit għal-Kura TA' L-Għajnejli l-I-istruzzjonijiet tiegħu, u dawn li jidher fuq l-imballagg tal-lentijiet tal-kuntatt tieghek u prodotti assocjati, għandhom ikunu segwiti battenzjoni kibra.

L-informazzjoni li geja tappikka għal-Lentijiet tal-Kuntatt Rotob Clearlab kollha.

Ġenerali: Il-lentijiet huma forniti għal użu minn pazjent wieħed u maħsuba biex jintiblisu kuljum.

Il-kontenituri jżommu lill-lentijiet f'kundizzjoni sterili sakemm jintefex. Jekk is-sigill ikun miksru, TUŻAX il-lentijiet u ritornahom il-lentibb ma l-ewwel opportunità.

Id-dettalji fuq it-tikketta tal-kontenitur huma speġġati kif ġej: BC = kurvatura ta-suberfiċje ta' wara. DIA/DIAM = dijametra tal-lenti. PWR/POWER = il-qawwa ottika tal-lenti f'dioptrijes. Għal lentijiet Toric: AXIS = Assi ta-Cilindru. EXP = id-data ta' skadenza tal-lentijiet bis-sena u x-xahar. Numr tal-LOT = in-numru tal-kowd tal-manifattur biex jghini it-traccabilità.  = magħmula sterili bl-avtoklav. Δ = ATTEZZJONI: Irriferi għall-Istruzzjonijiet. Fejn huwa xieraq, it-tikketta tidentifika jekk il-lenti hijex maħsuba għall-ghajin ta-lemin jew tax-xellug. Il-marka CE u n-numru (CE 0120) jikkonfermaw li l-prodotti jissodisfaw l-istandards stipulati fid-Direttiva Ewropea dwar Strumenti Medici.

Qabel tilbes il-lenti: Aħsel u nioxef idejgħ qabel tneħħi l-lenti mill-kontenitur tagħha. HUA IMPORTANTATI HAFNA L-ĠJENE PERSONALI.

Kif tilbisha: Neħħi l-lenti mill-kontenitur tagħha, hu hsej b' mhixx bil-maqlub u poggj l-lenti fuq is-saba' l-werej. Għal lentijiet Toric, poggj l-lenti fuq is-saba' l-werej b'tail mod li l-marka ta' orientazzjoni hija fuq jew qrib il-hin tas-6. Hwa konsiljabbli li l-lentijiet jinħaslu f'soluzzjoni li fha l-meth jew multi purpose qabel u-żu. Hares lejn il-mera u, bis-saba' tan-nofs ta' l-istess id, igħed l-isfel toqbet il-ghajin. Bis-saba' tan-nofs ta' l-id l-oħra, igħed il-fuq toqbet il-ghajin ta' fuq u poggj l-lenti fuq il-habba ta' l-ghajin vizibbli. Halli bil-mod iż-żewġ toqbet il-ghajin. Poggj l-lenti l-oħra fl-pożizzjoni fuq l-ghajin l-oħra billi tuza l-istess procedura.

Vista: Din għandha tkun normali fit wara li tilbes il-lentijiet iżda, jekk tistax jiprovta baxxa ċċekkja jekk il-lentijiet huviex bil-maqlub jew fl-ghajnejn il-ħżiena.

Serħan: Jekk ma għandekx serħan fl-ghajin, jista' jkun meħtieġ li tneħħi l-lenti biex tnaqqas, tlahħaha u terġa' tilbisha. Anke, jekk il-lenti tilbisha bil-maqlub, tista' 'thoss nuqqas ta' serħan u jkun jmeħtieġ li l-lenti tneħħa, tingaleb u tinnadfad qabel tintilbes mill-gid. Jekk IN-NUQQAS TA' SERħAN FL-GħAJN IKOMPLI, NEĤĤI L-LENTI U TILBIŠIEX QABEL TIKONSULTA LIT-TABIT IEKĤEK.

Tneħħija tal-lentijiet: Pressjoni l-isfel fuq toqbet il-ghajin t'isfel waqt li thares il-fuq għandha tendenza li tmeox l-lenti l-isfel u imbagħad huwa eħfef li tressaq b'mod gentili l-lenti lejn l-'abjad' ta' l-ghajin billi tuza ras is-saba'. Il-lenti imbagħad tista' tneħħaha mill-ghajin billi tuza s-saba' l-kbir u l-werej. ID-DWIEFER GħANDHOM JINŻAMMU QSAR KEMM JISTA' JKUN. Wara li t-tneħħija, il-lentijiet għandhom jinħaslu u jinżammu skond l-istruzzjonijiet provduti mill-ispeċjalista.

Ispeċjalista tiegħek jagħtik paraif fuq il-metodi ta' tindif, disinfezzjoni u zamma u huwa esenzjali li inti issewji l-istruzzjonijiet mogħtija li jidher ukoll fuq l-imballagg għall-prodotti rakkomandati għal kura wara li jintużaw l-lentijiet. Il-kontenitur għall-haħna huwa soġġet għal kontaminazzjoni. Żgura ruħek li jinżamm nadif u mibdu fuq bażi regolari.

NOTI IMPORNTI

- Thallix li ilma tal-vit jigi f'kuntatt mal-lenti.
- Użu blis dawk is-soluzzjonijiet u prodotti rakkomandati mit-tabit tiegħek.
- Teccidex l-iskeda taż-żmien ta' l-ilbies tal-lenti mogħtija mit-tabit.
- Jekk il-lentijiet tiegħek ikunu ordnati fuq bażi ta' bdil frekwenti, zamm l-iskeda tal-bdli u dejjem huċda meġġet waq il-izta ta' wara li jgħidlek l-ispeċjalista.
- Certu duwa tista' taffetta l-ablabbli li tilbes lentijiet tal-kuntatt. Ghid lit-tabit tiegħek b'xi duwa ġidda jew b'ida fid-duwa ezistenti.
- Fl-eventwalità ta' hmura fl-ghajin, tixrid eċċess ta' dmuġħ, uġiġħ jew ċpar tal-vista li mhumiex attribwiti għal superfiċji kontaminati tal-lenti, neħħi l-lentijiet mill-ghajnejn u ikkonsulta malajr kemm jista' jkun lit-tabit tiegħek.
- Tesponix l-lentijiet għal sprey tax-xagħar, kosmetiċi u sprejs ta' l-aerool.
- L-ghawm għandu jsir biss meta jintiblisu goggles li minnhom ma jgħaddix ilma minnħom biex timpedixxi l-kontaminazzjoni u t-teħħi.
- Tilbix l-lentijiet matul l-irqad kemm-il darba l-ispeċjalista ma jagħtik paraif kuntraru.

POLISH

WAŻNA INFORMACJA

Niniejsza instrukcja została opracowana w celu ułatwienia lekarzowi przekazywanie istotnych informacji pacjentowi i może stanowić uzupełnienie informacji przekazywanych zwykłe w praktyce.


Nie należy czyścić jednorazowych soczewek dziennych.

INSTRUKCJA UŻYTIWANIA I KONSERWACJI MIĘKKICH SOCZEWEK KONTAKTOWYCH CLEARLAB

Informacje zawarte w niniejszej ulocie są ważne z punktu widzenia bezpiecznego i skutecznego stosowania soczewek kontaktowych. Należy się z nimi szczególnie zapoznać i zachować jako przewodnik wraz z innymi instrukcjami dostarczonymi przez lekarza. Soczewki kontaktowe powinny zostać dopasowane przez lekarza, którego instrukcji, wraz z instrukcjami podanymi na opakowaniu soczewek kontaktowych i produktów dodatkowych, należy ściśle przestrzegać.

Poniższe informacje mają zastosowanie do wszystkich miękkich soczewek kontaktowych Clearlab.

Informacje ogólne: Dostarczane soczewki są przeznaczone do stosowania przez jednego pacjenta przez jeden dzień. Wszystkie pojemniki zapewniają utrzymanie soczewek w sterylnych warunkach, jeśli nie zostały otwarte. Jeśli dozwolę do utraty szczelności, NIE WOLNO używać soczewki i należy je zwrócić do lekarza przy najbliższej okazji.

Poniżej objaśniono informacje zawarte na etykiecie pojemnika: BC = krzywizna powierzchni tylnej. DIA/DIAM = średnica soczewki. PWR/POWER = moc optyczna w dioptriach. Dla soczewek Toric: AXIS = oś cylindra. EXP = data ważności soczewek zawierająca rok i miesiąc. LOT number = numer kodowy producenta ułatwiający jego odszukanie.  = sterylizowane w autoklawie. Δ = UWAGA: Patrz Instrukcja. We właściwych przypadkach na etykiecie zostanie podana informacja, czy soczewka jest przeznaczona dla lewego lub prawego oka. Znak CE i numer (CE 0120) potwierdzają, że produkt spełnia standardy określone przez Dyrektywę Unii Europejskiej dotyczącej Urządzeń Medycznych.

Przed założeniem soczewek: Umyć i osuszyć ręce przed wyjściem soczewek z pojemnika. WAŻNE JEST ZACHOWANIE HIGIENY OSOBISTEJ.

Zakładanie: Wyjąć soczewki z pojemnika, upewnić się, czy nie zostały wymywcione na drugą stronę i umieścić soczewkę na opuszcze palca wskazującego. W przypadku soczewek Toric należy

umieścić soczewki na palcu wskazującym w taki sposób, aby znaczny znajdował się na godzinie 6. Przed użyciem zaleca się zmyć soczewek solą fizjologiczną lub płynem uniwersalnym. Pałając w lustro, odsunąć powiekę dołąk na dółowi używając palca środkowego tej samej ręki. Palcem środkowym wolnej ręki odciągnąć powiekę góra na góra i delikatnie umieścić soczewkę ponad widoczną kropkę. Powoli pusć powiekę. Umieścić drugą soczewkę w odpowiednim miejscu na drugim oku stosując tę samą technikę.

Widzenie: Powinno powróci do normy wkrótce po założeniu soczewek, ale w przypadku utrzymywania się gorszego widzenia należy sprawdzić, czy soczewki nie zostały odwrócone na drugą stronę i czy zostały założone do właściwego oka.

Komfort: Jeśli soczewka powoduje dyskomfort, konieczne może być zdjęcie soczewki w celu jej wyczyszczenia, przemycia i następnie powtórne jej założenie. Ponownie, jeśli soczewka została odwrócona na drugą stronę, odczulwamy może być dyskomfort i konieczne będzie zdjęcie soczewki, odwrócenie i oczyszczenie przed ponownym jej założeniem. JEŚLI DYSKOMFORT BĘDZIE SIĘ UTRZYMYWAŁ, NALEŻY ZDJAĆ SOCZEWKI I NIE ZAKŁADAC PONOWNIE DO CZASU KONSULTACJI Z LEKARZEM.

Zdejmanie soczewek: Odciągnięcie powieki dolnej ku dółowi i jednoczesne spojrzenie ku górze spowoduje przesunięcie soczewki ku dółowi; wówczas z łatwością można przesunąć ją na „białko” oka używając opuszki palca. Następnie można zdjąć soczewkę z oka przy użyciu kciuka i palca wskazującego. PAZNOCKIE POWINNY BYĆ MOŻLIWIE NAJKRÓTSZE. Po zdjęciu należy oczyścić i schować soczewki zgodnie ze wskazaniami podanymi przez lekarza.

Lekarz lub optyk udzieli wskazówek odnośnie sposobu czyszczenia, dezynfekcji i przechowywania soczewek. Kluczowe znaczenie ma przestrzeganie tych zaleceń, które będą także podane na opakowaniach produktów do konserwacji soczewek. Pojemnik do przechowywania jest narażony na zanieczyszczenie. Należy go utrzymywać w czystości i regularnie wymieniać.

WAŻNE INFORMACJE

- Nie dopuszczaj do kontaktu soczewek z wodą bieżącą.
- Używaj wyłącznie roztworów i produktów zaleconych przez lekarza.
- Nie przekraczaj okresu noszenia soczewek podanego przez lekarza.
- Jeśli soczewki są przeznaczane do częstych wymian, należy przestrzegać podanego schematu wymiany i zawsze uczęszczać na wyznaczoną przez lekarza wizytę kontrolną.
- Niektóre leki mogą wpływać na możliwość noszenia soczewek kontaktowych. Należy poprosić lekarza o zapisanie nowych lub zmieniających się leków.
- Jeśli wystąpi zaszerewienie oczu, nadmierne łzawienie, ból lub zamazanie widzenia niezwiązane z zanieczyszczeniem powierzchni soczewek, należy zdjąć soczewki z oczu i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Nie narażaj pacjenta na kontakt ze środkami do pielęgnacji włosów w aerozolu, kosmetykami i dezodorantami.
- Pływanie można uprawiać pod warunkiem zastosowania szczególnych goggles, aby zapobiec zanieczyszczeniu i zgięciu soczewek.
- Nie nosić soczewek podczas snu, jeśli lekarz nie zaleci inaczej.

SLOVENIAN

POMEMBNO OPOZORILO!

Ta navodila so namenjena kot pomoč oкулistolim pri podajanju uporabnih nasvetov bolnikom. Uporabljajte so lahko kot dodatek napotkom, ki jih ponavadi izdaja zdravstvena služba.

Čiščenje se ne nanaša na dnevne leče za enkratno uporabo.


NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE MEHKIH KONTAKTNIH LĒC CLEARLAB

Navodila v tem letaku so pomembna za varno in učinkovito uporabo vaših kontaktnih leč. Skrbno jih preberite in shranite skupaj z drugimi napotki svojega okulista. Dosledno upoštevajte navodila okulista, ki vam je predpisal kontaktne leče, ter navodila na embalaži kontaktnih leč in z njimi povezanih izdelkov.

Naslednja navodila veljajo za vse mehke kontaktne leče Clearlab.

Splošno: Leče so namenjene vsakodnevni uporabi pri enem bolniku.

Vsaka leča je sterilno pakirana do odprtja embalaže. Če je pečat poškodovan, leče NE uporabite, temveč jo čim prej vrnite okulistu.

Razlaga podrobnosti na etiki vsebnika: BC = ukrivljenost zadnje površine. DIA/DIAM = premer leč. PWR/POWER = optična jakost leč v dioptrijah. Za torične leče: AXIS = os cilindra. EXP = rok trajanja, podan z letom in mesecem. Številco LOT = sifra proizvajalca za lažjo sledljivost.  = sterylizirano v avtoklavu. Δ = POZOR: Upoštevajte navodila za uporabo. Kjer je to primerno, je na etiki označeno, ali je leča namenjena levemu ali desnemu očesu. Oznaka in številco CE (CE 0120) potrjuje, da je izdelek v skladu s standardi, določenimi z Evropsko direktivo o medicinskih pripomočkih.

Pred vstavljanjem leč: Preden odstranite lečo iz vsebnika, si umijte in posušite roke. VZDRŽEVANJE OSEBNE HIGIENE JE ZELO POMEMBNO.

Vstavljanje: Lečo odstranite iz vsebnika, prepričajte se, da ni narobe obrnjena, in si jo namestite na konico kazalca. Torične leče si namestite na kazalec tako, da leži orientacijska točka na položaju malega kazalca ob 6. uri ali blizu njega. Pred uporabo je priporočljivo spiranje leč s fiziološko ali večnamensko raztopino. Glejte v ogledalo in s sredinico iste roke potegnite spodnjo veko navzdol. S sredinico proste roke potegnite zgornjo veko navzgor in nežno položite lečo čez vidno šarenico. Počasno spustite veke. Po enakem postopku vstavite drugo lečo v drugo oko.

Udobje: Če leča ni udobno nameščena, jo je morda treba odstraniti, očistiti, sprati in ponovno vstaviti. Neudobje boste čutili tudi, če je leča narobe obrnjena. Treba jo je odstraniti, obrniti in očistiti pred ponovno namestitvijo. Če SE NELAGODJE NADALJUJE, LEČO ODSTRANITE IN JE DO POSVETA S SVOLJIM OKULISTOM NE NOSTE.

Odstranjevanje leč: Ob pritisku na spodnjo veko v smeri navzdol in gledanju navzgor se bo leča premaknila navzdol. S konico prsta nato nežno potisnite lečo na »belino» očesa. S palcem in kazalcem

lahko lečo stisnete in jo tako odstranite iz očesa. POSKRIBITE, DA BODO NOHTI ČIM KRAJŠI. Odstranjeno lečo očistite in hranite skladno z navodili svojega okulista.

Pomembno je, da upoštevate navodila svojega okulista o načinu čiščenja, razkuževanju in shranjevanju leč. Prav tako upoštevajte navodila na embalaži priporočenih raztopin po negi. Posoda za shranjevanje se lahko okuži. Poskrbite, da je čista in jo redno menjavajte.

POMEMBNE OPOMBE

- Poskrbite, da leče ne pridejo v stik z vodo iz izvira.
- Uporabite te tiste raztopine in izdelke, ki vam jih je priporočil okulist.
- Ne prekoračite časa nošenja leč, ki vam ga je priporočil okulist.
- Če uporabljate leče, ki jih je treba pogosto menjati, se držite urnika menjave in se vedno vračate na kontrole, kot vam je priporočil vaš okulist.
- Nekatera zdravila lahko vplivajo na vašo sposobnost nošenja kontaktnih leč. O novih ali spremembi obstoječih zdravil se posvetujte s svojim okulistom.
- Če se pojavijo redčina očesa, povečano solzenje, bolečina ali zamegljen vid, katerega vzrok ni omešena površina leče, leči odstranite iz oči in se čim prej posvetujte s svojim okulistom.
- Leče ne izpostavlajte pršilom za lasne, kozmetičnim in aerosolnim pršilom.
- Pri plavanju nosite vodotesna očala, da preprečite okužbo in izgubo leč.
- Leče ne nosite med spanjem, razen če vam okulist svetuje drugače.

SLOVAKIAN

DŔLEŽITĚ POZNAMKY

Tieto pokyny by mali pomoci praktickym lekaram podavat užitocno informacie pacientom a mozu nahradit prakticke cvičenie.

Čistenie neplati pre jednodnevo šošovky.


POKYNY O NOSENÍ A STAROSTLIVOSTI O MĚKKÉ KONTAKTNĚ ŠOŠOVKY OD SPOLOČNOSTI CLEARLAB

Informácie abnutané v tomto letaku sú dôležité pre bezpečné a efektívne použitie vašich kontaktných šošoviek. Informácie čítajte pozorne a zapamätajte si ich spoločne s ďalšími pokynmi, ktoré vám poskytol váš praktický lekár. Kontaktné šošovky by mali byť odšúhlasené vašim očkým lekárom. Či pokyny zobrazené na obale kontaktných šošoviek a ostatných potrebných výrobkov sú kompatibilné a vhodné.

Nasledujúce informácie sú použiteľné pre všetky mäkké kontaktné šošovky od spoločnosti Clearlab.

Všeobecné: Šošovky sú určené pre jedného pacienta a sú vhodné na každodenné nosenie.

Šošovky sú uchovávané v sterilnom obale až do okamihu jeho otvorenia. Ak spozorujete, že obal je porušený, šošovky NEPOUŽÍVAJTE a čo najskôr ich vráťte svojmu praktickému lekárovi.

Vysvetlivky symbolov na obale: BC = zakrivnenie zadnej plochy. DIA/DIAM = priemer šošoviek. PWR/POWER = optická mohutnosť šošoviek v dioptriách. Pre torické šošovky: AXIS = cylindru. EXP = dátum expirácie šošoviek označujúci rok a mesiac. LOT number = číslo série, určené na sledovanie výrobku.  = sterilizované v autoklave. Δ = UPOZORNENIE: Pozrite si návod na použitie. Ak je určené, nálepká označuje, ktorá šošovka patrí na pravé a ktorá na ľavé oko. CE označovanie a číslo (CE 0120) potvrdzuje, že produkt spĺňa normy kladené Európskou smernicou o medicínskych zariadeniach.

Pred aplikáciou šošoviek: Pred vybratím šošoviek z obalu si umyte a osušte ruku. DBAJTE NA DOKLADNÚ OSOBNÚ HIGIENU.

Aplikácia: Šošovky vyberte z obalu, uistite sa, že nie sú otčené opačne a uložte ich na bruško ukazováka. Pri používaní torických šošoviek dbajte, aby boli uvoľnené na bruško ukazováka tak, aby orientáčna značka smerovala na číslo 6 podľa hodinových ručičiek. Pred použitím odporúčame šošovky umyť vo fiziologickom roztoku alebo viacúčelovom roztoku. Pozrite sa do zrkadla, stredným prstom tej istej ruky poťahnite dolné viečko nadol. Stredným prstom druhej ruky natiahnite horné viečko nahor a jemne vložte šošovku na povrch dúhovky. Pomaly uvoľnite viečko. Druhu šošovku aplikujte do druhého oka obdobným spôsobom.

Neostrosť zraku: Krátko po aplikácii šošoviek je to normálny jav, ale ak nejasné videnie pretrváva, skontrolujte, či šošovka je vsadená správne.

Pohodlie: Ak máte po aplikácii šošoviek neprijemný pocit, vyberte ju, očistite, opláchnite a opäť ju aplikujte do oka. Takže ak je šošovka vsadená opačne, môžete mať neprijemný pocit, vyberte ju, očistite a vyčistite pred opätovným vsadením. AK NEPRIJEMNÝ POCIT PRETRVÁVA, VYBERTE ŠOŠOVKY A OPATOVNE JU NEAPLIKUJTE, ALE KONSULTUJTE SO SVOLJIM PRAKTICKYM LEKAROM.

Vybratie šošoviek: Jemne odťahte dolné viečko nadol a upriamte zrak nahor, brúskom prsta potom ľahko poťahnite šošovku nadol. Šošovku potom uchopte a vyberte palcom a ukazovákom. DBAJTE, ABY NECHTY NA PRSTOCH BOLI CO NAKRAŠIŠTE. Šošovky po odstránení očistite a uchovajte podľa pokynov lekára.

Dozriavajte odporúčania lekára týkajúce sa postupu čistenia, dezinfekcie a uskladnenia šošoviek ako i postupu odporúčaného na balení. Skladovaci obal je nahýlny na kontamináciu. Uistite sa, že sú uchovávané čiste a pravidelne vymieňané.

DŔLEŽITĚ POZNAMKY

- Zadržte kontaktné šošovky s vodou z vodovodu.
- Používajte len roztoky a výrobky, ktoré odporučil lekár.
- Neprekračujte odporúčané časť nosenia, odporúčajú lekárom.
- Ak sú šošovky predpísané na častú výmenu, dozriavajte rozvrh ich pravidelnej výmeny a kontrolky u svojho lekára.
- Používanie kontaktných šošoviek môže byť ovplyvnené užívaním určitých liekov. Informujte lekára o užívaní nových liekov alebo o akékoľvek zmene dozerať užívaných liekov.
- V prípade zšerenia očí, nadmerneho slzenia očí, bolesti alebo nejasného videnia, ktoré nie je zapríčinené kontamináciou povrchu šošoviek, vyberte ju z oka a najskôr konzultujte lekára.
- Chránite šošovky pred lakom na vlasy a inými kozmetickými sprejmi.
- Plávanie je možné len s použitím vodotesných okuliarov, ktoré chránia pred kontamináciou a stratou šošoviek.
- Nenoste šošovky v spanku, ak vám lekár neodporučia inak.