

## **Használati utasítás**

### **A RAPHAEL típusú gázáteresztő, valamint a PMMA kontaktlencsékhez**

#### **Tisztelt Vásárló!**

Köszöntjük abból az alkalomból, hogy az angol ACUITY CONTACT LENSES LTD cég által gyártott Raphael márkájú gázáteresztő ill. PMMA kontaktlencsét választotta. Néhány tanácsot szeretnénk adni e lencsék használatához.

Mielőtt lencséjéhez nyúlna, mindig mosson kezet!

#### **Lencse behelyezés:**

- Mindig csak egyik lencséjét vegye ki a tároló tokból
- Helyezze a lencsét a középső ujjára, és a betanításkor tanult módon helyezze a lencsét a szemébe.
- Ismétlje meg a műveletet a másik lencsével is.

#### **Lencse kivétel:**

- A lencsék kivételét a betanításkor elsajátított módon végezze.
- A lencsék kivétele történhet „szívóka” segítségével is, ilyenkor figyeljen arra, hogy a szívókát a lencsére helyezze.
- Amikor az egyik lencséjét kivette a szeméből, azt helyezze oldalhelyesen a tároló tokba.
- Ismétlje meg a műveleteket a másik oldali lencsével is.

Miután a lencsét kivette a szeméből, az ajánlott ápolószer rendszerrel végezze el a lencsék napi tisztítását, majd helyezze a lencsét friss tároló oldatba.

Kéthetente végezzen fehérje oldást is.

Valamennyi lencseápolási műveletet, az adott ápolószerhez mellékelt használati utasítás szerint végezze.

Rendszeresen ellenőriztesse szeme állapotát!

Amennyiben bármilyen rendellenességet érez a lencse viselés során (pl.: szúró, - csípő érzés, piros szem, váladékozás, stb.) a lencsét vegye ki a szeméből, és azonnal keresse fel a lencsét illetző szakembert vagy forduljon szemorvoshoz!

#### **FONTOS FIGYELMEZTETÉS!**

- Soha ne aludjon a lencsékben.
- Soha ne használjon háztartási tisztító szereket a lencsék tisztítására.
- Ha bármilyen szemészeti gyógyszert használ, kérdezze meg szemorvosát, hogy a gyógyszer alkalmazásának ideje alatt viselheti-e lencséjét.
- Soha ne tárolja lencséit csapvízben.
- A lencsét gyermekek elől elzárva kell tartani.

Gyártó: Acuity Contact Lenses Ltd (Anglia) CE0120

Forgalmazza: Intercont Optika Kft (1155. Budapest, Mézeskalács tér 3)